



D-Dimer

D-dimer 是在凝血系統活化過程中形成的交錯纖維蛋白的降解產物。它通常用於診斷門診患者的血栓栓塞性疾病如：深靜脈血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE）。通過一種快速，非侵入型並替代昂貴成像的方法，**D-dimer** 已被證明有助於在門診患者中檢測靜脈血栓栓塞（VTE）。在正常的狗和貓，診斷試劑的臨界值是血清中的 **D-dimer** 小於 300 ng / ml。



提供的材料

1. 有乾燥劑的密封鋁箔包裝
2. 保存在試管中的測試溶液
3. 一次性滴管
4. 消毒棉
5. 使用說明書

	GenBody D-dimer
樣本	血清，血漿和全血
診斷目標	D-dime
Cut off	100 ng/ml
包裝單位	1 個測試設備 X 10 /套
保存期限	24 個月



總代理：嘉碩生醫電子股份有限公司
桃園市平鎮工業區工業二路3號2樓
電話：(03)46090038 傳真：(03)4697532
網址：www.tst.bio